

SPASY™

Spinal Alignment System for VCF




Indications:

Fracture traumatique
Fracture ostéoporotique
Fracture tumorale


Distribué par :




Implants | International



SWMP . Seringue de gonflage




SWM10/15/20 . Cathéter à ballon




SWMVP. Trocart moelle osseuse


SWM-1. Tige guide



SWM-2. Trocart canulé



SWM-3 . Foret à os



Barre 2cc

Mandrin poussoir

SWM-4 . Injecteur à ciment

Composition du Kit

Référence	Description	EA/Kit
SWMP	Seringue de gonflage	1EA
SWM10/15/20	Cathéter à ballon	1EA
SWMVP	Trocart moelle osseuse	1 Set
SWM-1	Tige guide	1EA
SWM-21	Trocart	1EA
SWM-22	Mandrin	1EA
SWM-3	Foret à os	1EA
SWM-4	Injecteur à ciment	2 Sets

Informations ballons

Référence	Longueur initiale (mm)	Pression (mmHg)	Diamètre maximal (mm)	Longueur maximale (mm)	Volume maximale (cc)
SWM10	10	300	14	16	4
SWM15	15	300	17	22	4
SWM20	20	300	19	34	6